

用MHC单聚体 (Epimonomer)分离T-细胞

试剂:

未经荧光标记的MHC/肽复合物单体 (Epimonomer)

欲分离细胞

磁珠—Avidin

磁棒

R1洗涤液; RPMI1640+1%FCS.


滋养细胞培养液; 新鲜分离至少三个同种异体PBMCs, 辐照, 洗涤。细胞重悬于T细胞培养基 (RPMI1640+10% FBS+青链酶素) 调整细胞密度至 2×10^6 /ml。加入青链酶素与 20 unit/ml IL2.

R10/IL2: RPMI1640+10% FBS+青链酶素+20 unit/ml IL2.

操作:

1. 小EP管中加入 10 μ l Epimonomer, 再加入10 μ l 磁珠—avidin (4x 10⁶ 磁珠), 置于冰上孵育30分钟, 在其间每隔5分钟轻弹EP管壁, 混匀磁珠。加入1ml R1洗涤液, 在磁棒的帮助下, 洗去未结合的 Epimonomer。洗涤磁珠三次。将磁珠重悬于适量R1中 (100 μ l)。
2. 用R1 5ml洗涤细胞一次, 将细胞重悬于100 μ l R1中。估计欲分离特异性T-细胞数, 按每个欲分离细胞: 磁珠=1: 10的比例, 加入磁珠。置于冰上孵育40分钟, 其间每隔5分钟轻弹细胞管壁, 混匀细胞与磁珠。加入R1洗涤液1ml, 在磁棒的帮助下, 洗去未结合细胞, 洗涤三次。
3. 将与磁珠结合的细胞悬于滋养细胞培养液中, 按‘磁珠结合的细胞: 滋养细胞=1: 100’左右, 置于培养皿中培养, 培养期间观察细胞状态和密度, 一旦过密, 适时增加或更换R10/IL2培养基, 维持其正常细胞浓度 $1-2 \times 10^6$ /ml。10天后用流式细胞仪分析

实例:



HLA-A2阳性PBMC经特异性CMV表位肽刺激10天, T-细胞被抗CD8-FITC与CMV/Epimer (Cat. TCMV01) 共染色, 细胞流式仪分析 (左图)。

CMV特异性T细胞被Epimonomer单体纯化, 分离, 并与滋养细胞共培养10天。用抗CD8-FITC和CMV/Epimer 共染色, 流式细胞仪分析 (右图)。